

Technical Report

[No. 43]


【t-plot法によるミクロ細孔表面積の解析】


窒素の吸着等温線(吸着温度 77K)から解析する方法の一つとして、ここでご紹介する t-プロット(t-plot)があります。この方法は、吸着等温線のデータを標準等温線と比 較・変換して、吸着層の厚み t と吸着量の関係をグラフにしたものです。比表面積を細孔 の内部と外部に分離して数値化できることに加えて、グラフの形状から細孔の傾向を知る ことができます。

(注意) t-プロットを得るには、試料と同じ表面性状をもつ、 非多孔質の標準等温線が必要となります。

【測定事例】

■活性炭とシリカアルミナの t ープロット





t-プロットで描画した直線A・Bの傾きなどから、以下の数値を求めることが できます。

		活性炭	シリカアルミナ
全比表面積	m ² /g	1,144	216
細孔外表面積	m ² /g	17	3.5
細孔内表面積	m ² /g	1,127	212
細孔容積	cm ³ /g	0.47	0.59
平均細孔直径	nm	0.83	-

両者は、吸着量は同程度ですが、プロットの形状及び比表面積は大きく異なりま す。これは、活性炭がマイクロ孔,シリカアルミナはメソ孔が発達していることに よるもので、細孔内表面積、細孔容積の値は、主にその数値を表しています。

株式会社MCエバテック



1: 06-6416-5200 FAX: 06-6416-5311